



大阪脳神経外科病院作成、画像情報 CD 又は DVD のパソコンでの表示方法


- 1、お手持ちの CD-R または DVD-R をパソコンの CD または DVD ドライブへ挿入して下さい。
- 2、スタートメニューからコンピュータを開きます




- 3、青い四角いアイコンを開いて下さい。(ダブルクリックでも可)
下記のように展開されますので、**View** と表示されているフォルダをダブルクリックしてください。



- 4、 Plsm View .exe をダブルクリックすると格納されている画像枚数分を展開が始まります。
(DICOM 情報を取得中と表示が出ます。)



- 5、 展開が終了すると下図の様に画像が表示されます。



6、 以上でお渡しした CD 及び DVD ディスクのパソコンでの表示方法です。

※注意事項※

コンピュータの OS は WindowsXP SP1 以上を推奨しております。

iOS での動作保障は行っておりません。

お持ちの CD 及び DVD ディスクには個人情報記録されていますので、お取扱いには十分お気を付け願います。